

Пульсоксиметр Covidien N-600X

ФСЗ 2012/11627

переносной, диапазон измерений пульса 20-250
уд/мин, диапазон измерений SpO2 1-100 %,
непрерывная работа 7 ч

Covidien LLC, США



Характеристики

Тип	переносной
Диапазон измерений пульса	20-250 уд/мин
Диапазон измерений SpO2	1-100 %
Непрерывная работа	7 ч
Рабочая температура	от +5 до +40 °С
Температура хранения	от -20 до +60 °С
Размеры	84×264×173 мм
Масса	2600 гр

Дополнительные характеристики

Пульсоксиметр N-600X предназначен для постоянного мониторинга частоты пульса и сатурации. Аппарат удобен для работы в плохо освещенных помещениях. Подходит для детей, взрослых и младенцев. Технология SatSeconds позволяет предотвратить ложные тревоги, а также получать точные данные при слабой перфузии и окружающих помехах.