

## Пульсоксиметр Covidien N-65

ФСЗ 2012/11627

переносной, диапазон измерений пульса 20-250  
уд/мин, диапазон измерений SpO2 1-100 %,  
непрерывная работа 19 ч

Covidien LLC, США



### Характеристики

---

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Тип                       | переносной       |
| Диапазон измерений пульса | 20-250 уд/мин    |
| Диапазон измерений SpO2   | 1-100 %          |
| Непрерывная работа        | 19 ч             |
| Рабочая температура       | от 5 до +40 °С   |
| Температура хранения      | от -20 до -70 °С |
| Размеры                   | 73×159×35 мм     |
| Масса                     | 280 гр           |

### Дополнительные характеристики

---

**Карманный пульсоксиметр Covidien N-65** предназначен для пациентов средней степени тяжести и для наблюдения за состоянием относительно стабильных пациентов – в медицинских учреждениях, при транспортировке, а также в домашних условиях. Применяется для: взрослых, детей и новорожденных. Работает от "пальчиковых" батареек АА.

**Область применения:** применяется для постоянного неинвазивного мониторинга функционального насыщения кислородом Hb артериальной крови (SpO2), а также для измерения частоты пульса ЧСС (bpm).