

Пульсоксиметр TOPMED FP-30

РЗН 2018/7521

пальцевый, диапазон измерений пульса 30-250
уд/мин, диапазон измерений SpO2 35-99 %

Hunan Accurate Bio-Medical Technology Co. Ltd., Китай



Характеристики

Тип	пальцевый
Диапазон измерений пульса	30-250 уд/мин
Диапазон измерений SpO2	35-99 %
Масса	60 гр

Дополнительные характеристики

Пульсоксиметр TOPMED FP-30 предназначен для непрерывного мониторинга, выборочной проверки и отображения информации о насыщении крови кислородом и частоте пульса одного взрослого пациента, ребенка или новорожденного при использовании в медицинских учреждениях, оказании неотложной помощи, транспортировке пациентов и лечении в домашних условиях.

Особенности:

- пальчиковый форм-фактор позволяет выполнять измерения без подключения внешнего датчика;
- компактный и легкий;
- монохромный LED дисплей;
- низкое энергопотребление;
- автовыключение через 8 секунд после окончания использования;
- двухцветный OLED дисплей.