

Пульсооксиметр КАРДЕКС ПО-02

ФСР 2008/02293

переносной, диапазон измерений пульса 30-240
уд/мин, диапазон измерений SpO2 0-100 %,
непрерывная работа 48 ч, сигнал тревоги

Кардекс ООО, Россия



Характеристики

Тип	переносной
Диапазон измерений пульса	30-240 уд/мин
Диапазон измерений SpO2	0-100 %
Непрерывная работа	48 ч
Сигнал тревоги	Да
Рабочая температура	от +10 до +40 °С
Размеры	150×80×30 мм
Масса	200 гр

Дополнительные характеристики

Профессиональный медицинский пульсоксиметр Cardex ПО-02 - применяется в медицинских центрах различных размеров, незаменим в отделении реанимации, пульмонологии, кардиологии, хирургии, интенсивной терапии. Способен работать в экстремальных условиях: в полевой медицине, в автомобилях скорой помощи. Точность результата не страдает от тряски на дорогах, переноски пациента, случайных помех.