

Коагулятор ATMOS RS 221

РЗН 2016/3651

радиохирургический, режимы коагуляция / биполярное
резание / монополярное резание, коагуляция
биполярная / монополярная, выходное напряжение
230 В, частота излучения 2.2 МГц, рукоятка

ATMOS Medizintechnik GmbH & Co. KG, Германия



Характеристики

Область применения	дерматология / косметология / общая хирургия / эндоскопическая хирургия
Тип	радиохирургический
Режим работы	коагуляция / биполярное резание / монополярное резание
Коагуляция	биполярная / монополярная
Выходное напряжение	230 В
Частота излучения	2.2 МГц
Выходная мощность	- мощность коагуляции - максимум 90 Вт на 1 кОм - мощность разреза - максимум 100 Ватт на 1 кОм
Педаль	Да
Рукоятка	Да
Размеры	38×285×230 мм
Масса	4 кг

Дополнительные характеристики

ATMOS RS 221

- Разрез любого вида ткани.
- Мягкое коагулирование с прекрасным глубоким воздействием.
- Надёжная биполярная коагуляция.

ATMOS RS 221 - хирургический радиоволновой аппарат (радионож), который благодаря инновационной технике делает высокоточные разрезы без давления на ткань и натяжения кожи. Разрезы выходят более гладкие, прилегающие к разрезу ткани не повреждаются термически, а последующие процессы заживления и рубцевание заметно сокращаются и способствуют наилучшему эстетическому эффекту. В случае разреза

лезвием скальпеля кожа натягивается руками, при этом разрез производит некоторое давление на ткань. Результатом этого может быть неточный разрез.

Использование оптимальной частоты 2.2 Мгц позволяет разрезать клеточную ткань только в том месте, в котором режущий электрод воздействует на ткань.

Назначение хирургического радиоволнового аппарата:

Радионож применяется в различных областях медицины, рекомендован при операциях с важным эстетическим эффектом, для поддержания и сохранения красоты, и при других хирургических вмешательствах, таких, как эндоскопический лифтинг бровей, ринофима, пересадка волос, удаление новообразований, а также пластики груди.

Режимы работы:

- разрез (Mono Cut)
- разрез с монополярной коагуляцией (Mono Coag)
- коагуляция и биполярная коагуляция (Bipol Coag)