

Расширитель цервикальный Симург Dilasim

РЗН 2017/5336

гигроскопические, 3-60 / 4-60 мм

Симург ЗАО, Беларусь



Характеристики

Вид	гигроскопические
Размеры	3-60 / 4-60 мм

Дополнительные характеристики

Расширитель цервикальный гигроскопичный Симург DILASIM – изготавливаются из синтетического гигроскопичного материала полиакрилонитрила и представляют собой плотные стержни номинальной длиной 60 мм и номинальными диаметрами 3 мм и 4 мм.

Механизм действия

Механизм расширения цервикального канала основан на высокой гигроскопичности полиакрилонитрила, из которого изготовлен расширитель. При попадании во влажную среду расширитель впитывает влагу и разбухает, увеличивая свои поперечные размеры в 3 – 3,5 раза за 8 часов. При этом консистенция изделия из плотной становится упруго-эластичной.
На дистальном конце стержня размещена ручка из силикона. К ручке надежно прикреплена нить для контроля за расположением расширителя.

в нормальном состоянии:	в расширенном состоянии:

Применение:

☐ Преиндукция родов при любом сроке гестации или аборта в поздних сроках. В том числе преиндукция родов при осложненном течении беременности:

- гестоз
- гипотрофия плода
- антенатальная гибель плода
- Rh-конфликт

☐ Расширение цервикального канала перед внутриматочными вмешательствами:

- медицинский аборт
- биопсия эндометрия
- гистероскопия

Стерилизация: радиационная

Срок сохранения стерильности в неповрежденной упаковке: 36 мес