

Раствор хлорида кальция Diagon Dia-CaCl2

ФСЗ 2012/12611

система открытая, для анализаторов Diagon серия
Coag

Diagon Kft., Венгрия



Характеристики

Система	открытая	
Для анализаторов	Diagon серия Coag	
Фасовка	каталожный номер	реагент
	41192	12 фл х 16 мл

Описание

Готовый к использованию 0,025 М буферный раствор хлорида кальция для коагуляционных тестов.

Срок годности: 24 мес
Стабильность после вскрытия: 8 недель при 15-19°C
Каталожный номер: 41192