

Раствор бриллиантового синего DORC ILM-Blue

ФСЗ 2011/09078

для окрашивания внутренней пограничной мембраны,
шприц 0.5 мл, 5 шт. в упаковке

Dutch Ophthalmic Research Center B.V., Нидерланды



Характеристики

Тип раствора	окрашивающий
Назначение	для окрашивания внутренней пограничной мембраны
Форма выпуска	шприцы
Фасовка	шприц 0.5 мл, 5 шт. в упаковке
Состав	бриллиантовый синий 0.025% + 4% ПЭГ

Дополнительные характеристики

После введения красителя ILM-Blue в полость стекловидного тела ВПМ будет четко окрашенной и легко отличимой от остальной неокрашенной сетчатки, при этом ее можно будет селективно удалить.

Благодаря новому входящему в состав красителя носителю - 4% раствору ПЭГ, ILM-Blue можно вводить в заполненный раствором BSS глаз. Краситель немедленно погружается в виде связанного шарика на глазное дно и окрашивает только целевые ткани без диффузии во все участки глазного яблока.