

Раствор изотонический HORIBA ABX Diluent

ФСЗ 2011/08890

дилуэнт, для анализаторов ABX, изотонический
раствор, объем 10 л / 20 л

HORIBA ABX SAS, Франция



Характеристики

Тип	дилуэнт
Для анализаторов	ABX
Назначение	изотонический раствор
Объем	10 л / 20 л

Дополнительные характеристики

Реагент (раствор изотонический) **Diluent** для гематологических анализаторов серии **PENTRA**, серии **YUMIZEN** производства HORIBA ABX SAS (Франция).