

Раствор лизирующий HORIBA ABX Whitediff

ФСЗ 2011/08890

лизирующий раствор, для анализаторов ABX, для лизирования эритроцитов, подсчета лейкоцитов и определения гемоглобина, объем 1 л

HORIBA ABX SAS, Франция



Характеристики

Тип	лизирующий раствор
Для анализаторов	ABX
Назначение	для лизирования эритроцитов, подсчета лейкоцитов и определения гемоглобина
Объем	1 л

Дополнительные характеристики

Реагент (раствор лизирующий) Whitediff к гематологическому анализатору серии **YUMIZEN** производства HORIBA ABX SAS (Франция).