

Раствор трипанового синего и бриллиантового синего DORC MembraneBlue-Dual

ФСЗ 2011/09078

для окрашивания задней или внутренней пограничной мембраны, шприц 0.5 мл

Dutch Ophthalmic Research Center B.V., Нидерланды



Характеристики

Тип раствора	окрашивающий
Назначение	для окрашивания задней или внутренней пограничной мембраны
Форма выпуска	шприцы
Фасовка	шприц 0.5 мл
Состав	- трипановый синий 0.15%; - бриллиантовый синий (BBG) 0.025%; - 4% ПЭГ.

Дополнительные характеристики

Раствор окрашивающий для офтальмологической хирургии предназначен для улучшения визуализации задней или внутренней пограничной мембраны при проведении макулорексиса и удаления ее в процессе витреоретинального вмешательства.

Краситель MembraneBlue-Dual® может быть введен в заполненный BSS глаз. Отличается очень высокой степенью очистки - до 97% чистоты.