

Раствор трипанового синего Оптимаед

ФСР 2009/05994

для окрашивания передней капсулы хрусталика,
шприц 0.5 мл / шприц 1.0 мл / флакон 1.0 мл / флакон
2.0 мл

Оптимедсервис ЗАО, Россия



Характеристики

Тип раствора	окрашивающий
Назначение	для окрашивания передней капсулы хрусталика
Форма выпуска	шприцы / флаконы
Фасовка	шприц 0.5 мл / шприц 1.0 мл / флакон 1.0 мл / флакон 2.0 мл
Состав	- трипановый синий 0,05%; - натрий хлористый 0,82%; - фосфатный буфер (натрий фосфорнокислый однозамещенный двухводный 0,03%, натрий фосфорнокислый двухзамещенный безводный 0,19%).

Дополнительные характеристики

Используется в качестве красителя при проведении экстракции катаракты перед капсулорексисом.

Дозировка, способ применения:

Вводится в переднюю камеру глаза для прокрашивания передней капсулы хрусталика при экстракции катаракты перед капсулорексисом объемом 0,1-0,2 мл.