

Реагент для активированного частичного тромбопластинового времени Diagon Dia-PTT LIQUID

ФСЗ 2012/12611

система открытая, для анализаторов Diagon серия Coag, АПТВ/АЧТВ

Diagon Kft., Венгрия



Характеристики

Система	открытая	
Для анализаторов	Diagon серия Coag	
Параметр определения	АПТВ/АЧТВ	
Фасовка	каталожный номер	реагент
	72048	12 фл x 4 мл АЧТВ реагента

Описание

Реагент для активированного частичного тромбопластинового времени **Diagon Dia-PTT LIQUID** – представляет собой реагент из фосфолипидов мозга кролика, используемый для определения активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ). Тест АЧТВ является чувствительным скрининговым тестом для внутреннего пути коагуляции.

В состав набора хлорид кальция не входит!!!

- Dia-PTT LIQUID, как реагент для АЧТВ, очень чувствителен к пониженному уровню факторов внутреннего пути (факторы I, II, V, VIII, IX, X, XI и XII), наследственным или приобретенным нарушениям коагуляции и печеночной недостаточности.
- Dia-PTT LIQUID оптимален для использования для предоперационного скрининга и мониторинга гепариновой терапии.
- Dia-PTT с соответствующей дефицитной плазмой также подходит для определения активности внутреннего пути свертывания.
- Dia-PTT LIQUID используется для определения АЧТВ, проводимого ручным, полуавтоматическим и автоматическим способом. Активатор элаговая кислота.

Срок годности: 18 мес

Стабильность после вскрытия: 12 суток при 2-8°C

Каталожный номер: 72048