

Реагент для количественного определения D-Димеров Diagon Dia-D-DIMER

ФСЗ 2012/12611

система открытая, для анализаторов Diagon серия Coag

Diagon Kft., Венгрия



Характеристики

Система	открытая		
Для анализаторов	Diagon серия Coag		
Фасовка	каталожный номер	буфер	латекс
	32075	3 фл х 6.5 мл	3 фл х 2.5 мл

Описание

Реагент для количественного определения D-Димеров **Diagon Dia-D-DIMER** – готовый к использованию для количественного определения D-димеров в плазме на фотометрических системах.

Тест разработан для определения концентраций D-димера в диапазоне измерений 0.22-4.00 мкг ФЭЕ/мл без разбавления образца. Сверхдозовый хук-эффект не наблюдается до концентрации 25 мкг ФЭЕ/мл.

Возможно выполнение данного теста на полуавтоматическом анализаторе Coag 4D D-Dimer.

Срок годности: 12 мес

Стабильность после вскрытия: 14 суток при 2-8°C

Каталожный номер: 32075