

Реагент для количественного определения фибриногена Diacon Dia-FIB

ФСЗ 2012/12611

система открытая, для анализаторов Diacon серия Coag, фибриноген

Diacon Kft., Венгрия



Характеристики

Система	открытая	
Для анализаторов	Diacon серия Coag	
Параметр определения	фибриноген	
Фасовка	каталожный номер	реагент
	61060	12 фл x 5 мл

Описание

Реагент для количественного определения фибриногена Diacon Dia-FIB – лиофилизированный альфа-тромбин человека для определения фибриногена по Клауссу. Количественное определение уровня фибриногена в плазме.

Диапазон линейности Dia-FIB без дополнительного разбавления на анализаторах Diacon серии Coag составляет 1.0-5.0 г/л.

Срок годности: 24 мес

Стабильность после вскрытия: 7 суток при 15-19°C

Каталожный номер: 61060