

Реагент для системы определения функций тромбоцитов ADPtest (АДФ)

ФСЗ 2010/08286

система закрытая, для анализаторов Multiplate, импедансная агрегатометрия

Roche Diagnostics GmbH, Германия



Характеристики

|                   |                                                                                                         |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Система           | закрытая                                                                                                |
| Для анализаторов  | Multiplate                                                                                              |
| Метод определения | импедансная агрегатометрия                                                                              |
| Назначение        | для исследований антагонистов рецепторов клопидогрела, прасугреля в исследованиях агрегации тромбоцитов |