

Реагент для системы определения функций тромбоцитов GpIIb/IIIa (антагонист реагент)

ФСЗ 2010/08286

для анализаторов Multiplate, импедансная агрегатометрия

Roche Diagnostics GmbH, Германия



Характеристики

Для анализаторов	Multiplate
Метод определения	импедансная агрегатометрия
Назначение	блокировка рецептора GpIIb / IIIa

Описание

Содержит синтетический ингибитор рецептора GpIIb / IIIa тромбоцитов. Блокировка рецептора GpIIb / IIIa приводит к отмене агрегации в тестах Multiplate. Это позволяет оценить положительный контроль (сильно ингибированную агрегацию) во всех тестах.