

Реагент для системы определения функций тромбоцитов
TRAPtest (трап-тест)

ФСЗ 2010/08286

система закрытая, для анализаторов Multiplate,
импедансная агрегатометрия

Roche Diagnostics GmbH, Германия



Характеристики

Система	закрытая
Для анализаторов	Multiplate
Метод определения	импедансная агрегатометрия
Назначение	обнаружение эффекта антагонистов GpIIb/IIIa в образцах крови лиц, получавших аспирин или клопидогрель»

Описание

Лиофилизированный реагент **TRAPtest**, содержащий TRAP-6 (активированный пептид-6 рецептора тромбина). TRAP-6 стимулирует агрегацию тромбоцитов с помощью рецептора тромбина PAR-1. Такая агрегация проявляет незначительную чувствительность к ингибирующим эффектам ацетилсалициловой кислоты или к антагонистам АДФ-рецепторов.