

Реагент очищающий Кемклин (Chemclean)

ФСЗ 2011/09203

детергент, для анализаторов ABX / Beckman Coulter /
ERMA / Nihon Kohden / Mindray / Siemens/Bayer /
Sysmex, объем 0.5 л

LABEX Reagens AB, Швеция



Характеристики

Тип	детергент
Для анализаторов	ABX / Beckman Coulter / ERMA / Nihon Kohden / Mindray / Siemens/Bayer / Sysmex
Объем	0.5 л

Дополнительные характеристики

Очищающий раствор CHEMCLEAN – депротеинизатор на основе гипохлорита натрия, предназначен для быстрой автоматической очистки гидравлической системы, апертур, счетных камер гематологического анализатора от белковых и других загрязнений.

Используется в клиничко-диагностических лабораториях медицинских учреждений для выполнения анализов крови с помощью автоматических гематологических анализаторов **Siemens/Bayer** Advia 60, **ABX** Micros 60, **Nihon Kohden** MEK 6400/6410, **Beckman Coulter** серии S-Plus II-III-IV-V-VI, JT, JR, JS, STKR, MD-series (MD-8,18), T-series (T 540/840/890), ONYX, AcT Diff, AcT Diff 2, **Sysmex** серии KX 21, KX 21 N, **ERMA** PCE 210, **Mindray** серии BC 2800, BC 3000, BC 3000+.