

Реагент тромбиновый для определения фибриногена по Клауссу / Clauss Fibrinogen (Thrombin only), кат. № 5374

ФСЗ 2011/11270

система открытая, фибриноген

Helena Laboratories, Великобритания



Характеристики

Система	открытая
Параметр определения	фибриноген
Назначение	количественное определение фибриногена
Фасовка	тромбин (100 NIH/мл) – 10 шт. × 2 мл

Описание

Тест-система «**Реагент тромбиновый для определения фибриногена по Клауссу**» / Clauss Fibrinogen (Thrombin only) предназначена для количественного определения фибриногена в человеческой плазме по методу Клаусса.

Основные характеристики:

- только тромбиновый компонент;
- бычий тромбин;
- 100 NIH ед/мл.