

Реагенты ИФА HUMAN ELISA

открытая система, иммуноблоттинг, тестов 96 шт.

Human Gesellschaft fur Biochemica und Diagnostica
mbH, Германия



Характеристики

Для открытых систем	Да
Иммуноблоттинг	Да
Количество тестов	96 шт.

Дополнительные характеристики

Реагенты ИФА HUMAN ELISA

Вирусные инфекции:

- 51104 Вирус Эпштейна-Барра IgM
- 51204 Вирус Эпштейна-Барра IgG
- 51106 Вирус Кори IgM
- 51206 Вирус Кори IgG
- 51107 Вирус Паротита IgM
- 51207 Вирус Паротита IgG
- 51110 Вирус Ветряной оспы IgM
- 51210 Вирус Ветряной оспы IgG
- 51126 Вирус Простого герпеса типов 1 и 2 (HSV-1/2 пул) IgM
- 51216 Вирус Простого герпеса типа 1 (HSV-1) IgG
- 51226 Вирус Простого герпеса типа 2 (HSV-2) IgG
- 51103 Цитомегаловирус (CMV) IgM
- 51203 Цитомегаловирус (CMV) IgG
- 51108 Вирус Краснухи IgM
- 51208 Вирус Краснухи IgG

Половые инфекции (ИППП):

- 51005 Трепонема pallidum (сифилис)
- 51119 Токсоплазма гондии IgM
- 51209 Токсоплазма гондии IgG
- 51048 Гепатит В (антиген)
- 51205C Антитела к ВИЧ - 1/2
- 51215 Антитела к ВИЧ-1, ВИЧ-2 и p24 антиген ВИЧ-1
- 51228 IgG к возбудителю Хламидиоза

- 51328 IgA к возбудителю Хламидиоза
51275 Антитела к вирусу Гепатита С

Онкомаркеры:

- 52010 Альфа-фетопротеин (АФП) – AFP
52020 Раково-эмбриональный антиген (CEA)ELISA – CEA
52060 Онкомаркеры поджелудочной железы – CA 19-9
52080 Онкомаркеры молочной железы – CA 15-3
52050 Онкомаркеры яичников – CA 125Ag
52030 ПСА (общий) – PSA
52035 ПСА (свободный) – fPSA

Гормоны щитовидной железы:

- 54015 Свободный трийодтиронин (свТ3)
54025 Свободного тироксин (свТ4)
54030 Тиреотропный гормон (ТТГ)

Паразитарные заболевания:

- 51222 Helicobacter pylori IgG
51322 Helicobacter pylori IgA
58022 Helicobacter pylori Hexagon

Витамины:

- 55500 25-ОН Витамин Д

Аутоиммунные заболевания:

- ITC60001 Тест для определения Антиядерных антител – ANA Screen
ITC70001 Тест для определения Антиядерных антител, скрининг – ANA Screen (cut-off)
ITC70005 Тест для определения тест для определения Антител к экстрагируемым ядерным антигенам (ENA) – ENA Screen (cut-off)
ITC70025 Тест для определения Антител к компоненту Jol – Jo-1-Antibodies
ITC70026 Тест для определения Антител к SS-A/Ro – SS-A/Ro-Antibodies
ITC70024 Тест для определения Антител к белкам SSB/La – SS-B/La-Antibodies
ITC70028 Тест для определения Антител к Scl70 – Scl70-Antibodies
ITC70022 Тест для определения Антител к компонентам U1-snRNP – U1-snRNP-Antibodies
ITC60033 Тест для определения Антител профиль ENA – ENA-Profile
ITC59033 Тест для определения Антител к Clq – Anti-C1q-Antibodies
ITC59001 Тест для определения Антител к DsDNA – dsDNA-Antibodies
ITC59002 Тест для определения Антител к нуклеосомам – Nucleosome-Antibodies
ITC60029 Тест для определения Антител к SmDl IgG – SmD1-Antibodies IgG
ITC60021 Тест для определения Антител к CCP – CCP-Antibodies
ITC60015 Тест для определения Антител к RA33 – RA33-Antibodies
ITC60000 Тест для определения Антител к ревматоидному фактору RF – RF Screen
ITC60010 Тест для определения Антител к ревматоидному фактору RF IgA – RF IgA
ITC60007 Тест для определения Антител к ревматоидному фактору RF IgG – RF IgG
ITC60003 Тест для определения Антител к ревматоидному фактору RF IgM – RF IgM
ITC82070 Тест для определения Антител к базальной мембране клубочков GBM – GBM-Antibodies
ITC82030 Тест для определения Антител ANCA к MPO – MPO-ANCA
ITC82020 Тест для определения Антител ANCA к PR3 – PR3-ANCA
ITC59070 Тест для определения Антител к фосфолипидам – Phospholipid-Antibodies Screen

ITC59550 Тест для определения Антител к аннексину V – Annexin V-Antibodies Screen
 ITC59050 Тест для определения Антител к beta2-гликопротеину1 – beta2-Glycoprotein 1 Antibodies Screen
 ITC59150 Тест для определения Антител к бета2-гликопротеину 1 IgG – beta2- Glycoprotein 1-Antibodies IgG
 ITC59250 Тест для определения Антител к бета2-гликопротеину 1 IgM – beta2-Glycoprotein 1-Antibodies IgM
 ITC59076 Тест для определения Антител к кардиолипину – Cardiolipin-Antibodies Screen
 ITC59082 Тест для определения Антител к кардиолипину (IgG и IgM) – Cardiolipin-Antibodies Combi
 ITC59071 Тест для определения Антител к кардиолипину (IgG) – Cardiolipin-Antibodies IgG
 ITC59081 Тест для определения Антител к кардиолипину (IgM) – Cardiolipin-Antibodies IgM
 ITC59500 Тест для определения Антител к окисленным липопротеинам низкой плотности Ig(G,M) – oxLDL-Antibodies Ig(GM)
 ITC59400 Тест для определения Антител к фосфатидилэтаноламину – Phosphatidylethanolamine-Antibodies Screen
 ITC59027 Тест для определения Антител к фосфатидилсерину – Phosphatidylserine-Antibodies Screen
 ITC59011 Тест для определения Антител к фосфатидилсерину (IgG) – Phosphatidylserine-Antibodies IgG
 ITC59021 Тест для определения Антител (IgM) к фосфатидилсерину – Phosphatidylserine-Antibodies IgM
 ITC59450 Тест для определения Антител к протромбину – Prothrombin-Antibodies Screen
 ITC59030 Тест для определения циркулирующих C1q-связанных иммунных комплексов Ig(G,M) – CIC Screen (cut-off)
 ITC59031 Тест для определения циркулирующих C1q-связанных иммунных комплексов IgG – CIC IgG
 ITC59035 Тест для определения Активности комплемента – Complement Activity
 ITC59032 Тест для определения циркулирующих C3d-связанных иммунных комплексов – C3d-CIC
 ITC40040 Тест для определения Антител к Salmonella Ig(G,A,M) – Salmonella Antibodies Screen (cut-off)
 ITC40050 Тест для определения Антител к Salmonella IgA – Salmonella-Antibodies IgA (cut-off)
 ITC60040 Тест для определения Антител к митохондриям – AMA M2
 ITC66050 Тест для определения Антител к LKM1/LKM-1-Antibodies
 ITC66040 Тест для определения Антител к Sp100 – Sp100-Antibodies
 ITC30605 Тест для определения Антител (IgA) к деамидированному глиадину – d-Gliadin-Antibodies IgA
 ITC30505 Тест для определения Антител (IgG) к деамидированному глиадину – d-Gliadin-Antibodies IgG
 ITC30405 Тест для определения Антител (IgA) к тканевой трансглутаминазе – t-Transglutaminase-Antibodies IgA
 ITC30305 Тест для определения Антител (IgG) к тканевой трансглутаминазе – t-Transglutaminase-Antibodies IgG
 ITC85010 Тест для определения Антител к ТГ/TG-Antibodies ITC85020 Тест для определения Антител к ТПО – TPO-Antibodies
 ITC85030 Тест для определения Антитела к ТТГ-рецептору – TSH Receptor Antibodies
 ITC92005 Тест для определения Антиядерных антител (17 аутоантител) – ANA-LIA Maxx
 ITC92000 Тест для определения Антиядерных антител (12 аутоантител) – ANA-LIA
 ITC82040 LIA-тест для определения Антител при аутоиммунном васкулите – Vasculitis-LIA
 ITC66205 LIA-тест для определения Аутоантител при аутоиммунных заболеваниях печени – Liver-LIA
 ITC30701 LIA-тест для определения Антител при желудочнокишечных заболеваниях – Gastro-LIA
 ITC92007 LIA-тест для определения антиядерных антител (расширенная панель) – IMTEC-ANA-LIA XL
 ITC60201 LIA-тест для определения антител при аутоиммунном миозите – IMTEC-Myositis LIA PL
 ITC94000 LIA-тест для определения антиядерных антител при диагностике артрита – IMTEC-Arthritis-LIA