

Реанимационная система для новорожденных DATEX-OHMEDA Giraffe Omnibed

ФСЗ 2011/09405

стационарный, влажность / температура воздуха /
температура тела, аварийные индикаторы, открытая
система

Datex-Ohmeda Inc., США



Характеристики

Тип	стационарный
Контроль	влажность / температура воздуха / температура тела
Управление	сервоконтроль
Аварийные индикаторы	Да
Открытая система	Да
Дисплей	10.4", ЖК, цветной, сенсорный

Описание

Трансформер: инкубатор или открытая система реанимации с лучистым обогревом.