

Редуктор-ингалятор кислородный КРИ-1 ППТД.2955.003ТУ

ФСР 2010/07081

расход 0 - 40 л/мин, давление в баллоне 19.6-1 МПа,
подсоединение без инструмента, быстросъем для
ИВЛ

Пневмоприбор ООО, Россия



Характеристики

Расход	0 - 40 л/мин
Давление в баллоне	19.6-1 МПа
Давление срабатывания предохранительного клапана	0.6 МПа
Подсоединение к баллону без инструмента	Да
Быстроразъемное соединение для ИВЛ	Да
Вес	7.5 кг

Дополнительные характеристики

Редуктор-ингалятор кислородный КРИ-1 предназначен для понижения давления кислорода с давления в кислородном баллоне до заданной величины, проведения кислородной (кислородно-воздушной) и аэрозольной терапии, а также служит для подключения аппарата ИВЛ на месте происшествия и (или) при транспортировании в условиях скорой помощи. Присоединяется к вентилю кислородного баллона с давлением до 19.6 МПа (200 кгс/см²) любой вместимости без специального инструмента. Может быть использован для оказания первой помощи пострадавшим при пожаре, задымлении, загазованности, при кислородной недостаточности, асфиксии, для снятия приступов бронхиальной астмы и пр. Прост и безопасен в эксплуатации, не требует специальной подготовки персонала, может обслуживаться даже неквалифицированными пользователями.