

Редуктор-ингалятор кислородный РИК-1-1-«Медпром»

ФСР 2012/13993

емкость 2 л, расход 0 - 25 л/мин, давление в баллоне
0-20 МПа, подсоединение без инструмента,
быстроразъем для ИВЛ, ингаляция лекарствами

Медпром ООО, Россия



Характеристики

Емкость баллона	2 л
Расход	0 - 25 л/мин
Давление в баллоне	0-20 МПа
Подсоединение к баллону без инструмента	Да
Быстроразъемное соединение для ИВЛ	Да
Ингаляция лекарственными средствами	Да
Размеры	415×110 мм
Вес	6 кг
Комплектация	- редуктор-ингалятор; - баллон 2л; - сумка водонепроницаемая; - бесклапанная маска; - дыхательный шланг от 1.5 м.

Дополнительные характеристики

Предназначен для понижения давления кислорода на выходе баллона до необходимой величины в пределах от 200 до 4 атмосфер, проведения кислородной и аэрозольной терапии, а также для подключения дыхательного оборудования и при транспортировке пострадавшего в условиях санитарного транспорта. Редуктор-ингалятор легко вручную подсоединяется к баллону. Поставляется в комплекте с кислородным баллоном, контуром пациента, размещен в специальной водонепроницаемой сумке. Длина - не более 415 мм, диаметр - не более 110 мм.