

Референтная нормальная пулированная плазма TS-РНП-плазма
(на 4 параметра)

ФСР 2011/12841

система открытая, контрольная плазма

Фирма Технология-Стандарт ООО, Россия



Характеристики

Система	открытая
Параметр определения	контрольная плазма

Описание

РНП-плазма (на 4 параметра) – лиофилизированная смесь бедной тромбоцитами плазмы крови. РНП-плазма стабилизирована цитратом натрия, обследована на инфицированность вирусами гепатита В и ВИЧ.