

Ректоскоп с волоконным световодом Оптимед Ре-ВС-3

ФСР 2008/02918

ректоскоп, диаметр 15 / 20 мм, длина 150 / 200 / 300 мм

Оптимед ОАО, Россия



Характеристики

Тип	ректоскоп
Диаметр	15 / 20 мм
Длина	150 / 200 / 300 мм

Описание

Ректоскопы «ОПТИМЕД» – модульная система, состоящая из тубусов ректоскопов, эндоскопического инструмента и принадлежностей для их применения, систем визуализации и принадлежностей для проведения ректороманоскопии и очистки ректоскопов.

Ректоскопы «ОПТИМЕД» из медицинской нержавеющей стали с волоконными осветительными системами позволяют визуально оценить внутреннюю поверхность прямой и дистальной трети сигмовидной кишки, провести точную диагностику, взятие биопсии; удаление полипов, инородных тел; коагуляцию тканей.

Ректоскопы с волоконными световодами «ОПТИМЕД» отличаются высокой надежностью, большим выбором типоразмеров тубусов и эндоскопического инструмента, гибкостью конфигурирования комплектов. Применяются совместно с эндоскопическими осветителями «ОПТИМЕД» и кабелями для передачи света.

Наиболее эффективно использование ректоскопов в комплекте с видеосистемой для проктологии (видеоректоскопом), дающей высококачественную визуализацию в ректоскопии и возможность записи результатов обследования или хода эндохирургического вмешательства.

Особенности:

- встроенная волоконная осветительная система;
- освещенность не менее 20000 Лк;
- использование жесткого эндоскопического инструмента;
- совместное использование с системой визуализации видеоректоскопа.

Ректоскоп смотровой Ре-ВС-3 модель 632

- Тубус с obturatorом D=20 мм; L=300 мм.
- Тубус с obturatorом D=15 мм; L=200 мм.

Ректоскоп операционный Ре-ВС-3 модель 276

- Тубус с obturatorом D=20 мм; L=300 мм.

- Тубус с obtуратором D=15 мм; L=200 мм.
- Тубус с obtуратором D=20 мм; L=200 мм.
- Тубус с obtуратором D=20 мм; L=150 мм.