

Рентгеновский аппарат Siemens Multix Select DR

РЗН 2013/634

универсальный, стационарный, напольный, цифровой,
2 рабочих места

Siemens Shanghai Medical Equipment, Китай



Характеристики

Тип	универсальный
Мобильность	стационарный
Крепление дуги	напольный
Тип детектора	цифровой
Рабочих мест	2

Описание

Multix Select DR – напольный цифровой рентгеновский аппарат на 2 рабочих места, сочетает экономичное размещение в пространстве с высоким уровнем клинической гибкости. Его надежные аппаратные комплектующие позволяют обследовать пациента с головы до пят даже при высоком росте без необходимости изменять его положение. Быстрый цифровой рабочий процесс, улучшенная работа с дозой и компактная, но гибкая конструкция аппарата позволяют проводить обследования в широком спектре клинических случаев.

Клиническое применение:

- ☐ Multix Select DR – оптимальное решение для общей рентгенографии
- ☐ Обследования грудной клетки и ортопедические обследования (настенная стойка Букки)
- ☐ Обследования в положении стоя и обследования с нагрузкой
- ☐ Обследования в свободном положении
- ☐ Обследования на столе