

Рентгеновский аппарат Униоптима

РЗН 2016/3662

универсальный / С-дуга, стационарный, цифровой / аналоговый

АДВИН Смарт Фэктори ЗАО, Беларусь



Характеристики

Тип	универсальный / С-дуга
Мобильность	стационарный
Тип детектора	цифровой / аналоговый

Описание

Униоптима – рентгенографический аппарат общего назначения на основе подъемно-поворотного штатива с ручным управлением. Предназначен для получения цифровых рентгенографических изображений костных структур и мягких тканей пациента в положении сидя, стоя и лежа

Модификации:

- ☐ Униоптима ЦР – с цифровым детектором
- ☐ Униоптима ПР – с аналоговым детектором

Особенности:

- Экономичное решение рентгенодиагностического аппарата с точки зрения оптимизации технических решений
- В модификации ЦР – цифровая визуализация проекционного рентгеновского изображения с помощью высококачественного плоскопанельного приемника с форматом изображения 43×43 см, размером пикселя 139 мкм, пространственным разрешением 3.6 пл/мм и временем получения изображения не более 5 сек
- Может быть использован для оснащения рентгеновских кабинетов поликлиник, районных и городских больниц
- Занимает малую площадь рентгенкабинета, прост в эксплуатации, имеет низкие эксплуатационные затраты
- Удовлетворяет требованиям Всемирной Организации Здравоохранения к рентгенодиагностическим аппаратам общего назначения