


Перчатки рентгенозащитные Kiran HiGrip

ФСЗ 2010/07865

перчатки, свинцовый эквивалент 0.25 / 0.35 / 0.5

Kiran Medical Systems, Индия



Характеристики

Вид	перчатки
Свинцовый эквивалент	0.25 / 0.35 / 0.5

Дополнительные характеристики

Перчатки рентгенозащитные Kiran HiGrip – безсвинцовые стерильные перчатки для защиты от излучения.

Размеры: 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9

Модификации:

- Max – NXPG35
- Thin – NXPG25
- Ultrathin – NXPG20
- Cathlab Pro – CNXPG20
- Latex-free – SXPG20