

Рентгенурологическая система Siemens Uroskop Omnia Max

РЗН 2017/5444

универсальный, стационарный, телеуправляемый,
цифровой, мощность генератора 65 кВт / 80 кВт
(опция)

Siemens Healthcare GmbH, Германия



Характеристики


Тип	универсальный
Мобильность	стационарный
Крепление дуги	телеуправляемый
Тип детектора	цифровой
Мощность генератора	65 кВт / 80 кВт (опция)

Описание

Uroskop Omnia Max – многофункциональная рентгенурологическая система. Обеспечивает высокое качество получаемых изображений и удобный доступ к пациенту.

- Генератор:** 65 кВт / 80 кВт (опция)
Детектор: 43×43 см
Размер стола: 115×76 см (высота – 72-122 см)

- Применение:**
- ☐Трансуретральные операции
 - ☐Чрескожные операции
 - ☐Урологическая диагностика
 - ☐Цистоуретрограмма во время мочеиспускания (MCU) и уродинамические видеопроцедуры (VUCG)
 - ☐Лапароскопические процедуры
 - ☐Урологические процедуры в педиатрической практике
 - ☐Эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография (ERCP)



Изображения высокой контрастности

Современная урологическая система, обеспечивающая получение высококачественных динамических серий и статических изображений почек, мочеточников и мочевого пузыря в ходе одной экспозиции, позволяет назначать соответствующее эффективное лечение.

Эргономика

Эффективное управление процессами при помощи беспрепятственного доступа к пациенту со всех сторон стола без необходимости перемещения пациента. Запатентованная изогнутая форма колонны рентгеновского аппарата обеспечивает абсолютно свободный доступ к пациенту со всех четырех сторон.

Быстрый обзор

Все изображения от различных источников (эндоскопическая камера, УЗ) будут доступны одновременно и расположены рядом. Это позволяет сохранять эргономичное рабочее положение и эффективно документировать процесс.