

Рео-Спектр-2

ФСР 2010/07437

интегральная реография / реовазография /
реогепатография / реокардиография /
реоофтальмография / реопростатография /
реоренография / реоутерография /
реознцефалография / полиреокардиография

НейроСофт ООО, Россия



Характеристики

Поддерживаемые методики

интегральная реография / реовазография /
реогепатография / реокардиография /
реоофтальмография / реопростатография /
реоренография / реоутерография /
реознцефалография / полиреокардиография

Количество каналов

4 шт. с временным разделением и задаваемой
программно частотой измерительного тока

Подключение к ПК

Да

Дополнительные характеристики

«Рео-Спектр-2» - 4-канальный многофункциональный компьютерный реограф.