

Рео-Спектр-3

ФСР 2010/07437

интегральная реография / реовазография /
реогепатография / реокардиография /
реоофтальмография / реопростатография /
реоренография / реоутерография /
реознцефалография / полиреокардиография / 5-
канальная реознцефалокардиография / 6-канальная
реопульмонография

НейроСофт ООО, Россия



Характеристики

Поддерживаемые методики	интегральная реография / реовазография / реогепатография / реокардиография / реоофтальмография / реопростатография / реоренография / реоутерография / реознцефалография / полиреокардиография / 5- канальная реознцефалокардиография / 6-канальная реопульмонография
Количество каналов	6 шт. с временным разделением и задаваемой программно частотой измерительного тока
Подключение к ПК	Да

Дополнительные характеристики

«Рео-Спектр-3» - это 6-канальный многофункциональный компьютерный реограф.