

Респиратор Лепесток-5 СБ кл

РЗН 2020/10030

класс защиты FFP1, с клапаном выдоха, лепесток, в упаковке 150 шт.

Кимрская фабрика им. Горького АО, Россия



Характеристики

Класс защиты	FFP1
Защита	от пыли / от тумана / от дыма
С клапаном выдоха	Да
Конструкция	лепесток
Срок хранения	4 года
Количество в упаковке	150 шт.

Дополнительные характеристики

Респиратор «Лепесток-5 СБ кл» предназначен для индивидуальной защиты органов дыхания от вредных аэрозолей (пыли, дыма, тумана) на производстве и в быту.
От газов не защищают.
Респиратор являются многоразовым и маркирован буквой R.
Изготовлен из нетканого фильтрующего материала.