

Респиратор ШБ 1 Лепесток-200

РЗН 2020/10030

класс защиты FFP3, без клапана выдоха, лепесток, в упаковке 1 шт.

Кимрская фабрика им. Горького АО, Россия



Характеристики

Класс защиты	FFP3
Защита	от пыли / от тумана / от дыма
Без клапана выдоха	Да
Коэффициент проникновения менее	0.4 / 2 %
Конструкция	лепесток
Срок хранения	4 года
Количество в упаковке	1 шт.

Дополнительные характеристики

Респиратор «Лепесток-200» обеспечивает эффективную, комфортную защиту органов дыхания, рекомендуется применять в том случае, если в воздухе содержатся опасные аэрозоли размером менее 1 мкм с содержанием до 200 ПДК.