

Манекен-тренажер младенца Laerdal Resusci Baby QCPR для отработки навыков СЛР


манекен, для сердечно-лёгочной реанимации

Laerdal, Норвегия



Характеристики

Тип	манекен
Назначение	для сердечно-лёгочной реанимации
Комплектующие	Совместимы с манекенами: 161-01250 - Resusci Baby QCPR (2013-2019); 161-01201 - Resusci Baby QCPR HeartCode; 160-01250 - Resusci Baby First Aid.



Дополнительные характеристики

Манекен-тренажер младенца Laerdal Resusci Baby QCPR для отработки навыков СЛР - реалистичность размера торса, строения тела и внешнее сходство с младенцем 3-х месяцев. Материал, из которого сделан манекен, напоминает кожу человека. Однонаправленный поток воздуха (односторонний клапан), исключающий обратный ток воздуха из легких в рот и уменьшающий риск перекрестного заражения обучающихся.

Варианты обратной связи:

- с помощью бесплатного приложения QCPR SkillReporter (для планшетов с широким экраном)
- с помощью бесплатного приложения QCPR Training и QCPR Learner (для смартфонов iOS & Android)
- с помощью устройства SkillGuide

Характеристики:

1. Встроенный перезаряжаемый аккумулятор для беспроводной работы.
2. Реалистичные анатомические ориентиры.
3. Силиконовая кожа обеспечивает реалистичные тактильные ощущения.
- реалистичная жесткость грудной клетки при проведении непрямого массажа сердца.
4. Манипуляции на дыхательных путях:

- реалистичное запрокидывание головы, поднятие подбородка, выведение нижней челюсти;
- вентиляция методом «рот в рот», «рот-устройство-рот»;
- реалистичная экскурсия грудной клетки при ИВЛ;

5. Пульс на плечевых артериях (ручная имитация с помощью груши).

6. Модель головы с дыхательными путями с возможностью установки устройств надгортанной вентиляции (опционально).

7. Модель ножки с возможностью выполнения внутрикостных инъекций (опционально).

Обратная связь (бесплатное приложение):

- глубина компрессий (недостаточная / достаточная / чрезмерная);
- частота компрессий (недостаточная / достаточная / чрезмерная);
- объем воздуха при вентиляции (недостаточный / достаточный / чрезмерный);
- частота вентиляций (недостаточная / достаточная / чрезмерная);
- оценка компрессий (0-100%);
- оценка вентиляций (0-100%);
- общая оценка (0-100%);
- сохранение результатов и ведение учетных записей;
- одновременное подключение от 1 до 6 манекенов к одному планшету / смартфону.