

Ретрактор общехирургический Дойен-Стилле DOYEN-STILLE AK 258

ФСЗ 2009/05788

ранорасширитель Дойен-Стилле, длина 240 мм,
размер 90×15 мм / 90×20 мм / 90×30 мм / 110×35 мм /
110×40 мм / 120×55 мм

Nopa instruments Medizintechnik GmbH, Германия



Характеристики

Тип	Дойен-Стилле
Длина инструмента	240 мм
Размер	90×15 мм / 90×20 мм / 90×30 мм / 110×35 мм / 110×40 мм / 120×55 мм