

Облучатель-рециркулятор настольный Аванта А-04Б

ФСР 2012/13390

рециркулятор, настольный, производительность 45 м³/ч, 2 лампы, 15 Вт, размеры 530×110×90 мм

АБ Мед ООО, Россия



Характеристики

Тип	рециркулятор
Исполнение	настольный
Производительность	45 м³/ч
Количество ламп	2 лампы
Мощность ламп	15 Вт
Размер	530×110×90 мм

Описание

Рециркулятор бактерицидный настольный Аванта А-04Б предназначен для очистки и обеззараживания воздуха закрытых помещений. Работает в присутствии человека. Бактерицидная эффективность 99.8%.

Производительность: 45 м³/ч
Лампы: 2×15 Вт (безозоновые бактерицидные лампы)

- Может содержать следующие функции:**
- ☐ Датчик наработки часов
 - ☐ Таймер включения/выключения – позволяет запрограммировать 17 различных программ автоматического включения и выключения рециркулятора
 - ☐ Пульт управления

Размеры: 530×110×90 мм