

Облучатель-рециркулятор бактерицидный Аванта А-05Б

ФСР 2012/13390

рециркулятор, настенный, производительность 90 м³/ч, 4 лампы, 15 Вт, размеры 760×300×90 мм

АБ Мед ООО, Россия



Характеристики

Тип	рециркулятор
Исполнение	настенный
Производительность	90 м³/ч
Количество ламп	4 лампы
Мощность ламп	15 Вт
Размер	760×300×90 мм

Описание

Медицинский рециркулятор Аванта А-05Б предназначен для очистки и обеззараживания воздуха закрытых помещений. Работает в присутствии человека. Бактерицидная эффективность 99.8%.

Производительность: 90 м³/ч
Лампы: 4×15 Вт (безозоновые бактерицидные лампы)

Может содержать следующие функции:

- ☐ Датчик наработки часов
- ☐ Таймер включения/выключения – позволяет запрограммировать 17 различных программ автоматического включения и выключения рециркулятора
- ☐ Пульт управления

Размеры: 760×300×90 мм