

Обеззараживатель-очиститель воздуха Тион А100

РЗН 2016/4298

рециркулятор, настенный / передвижной,
производительность 100 / 150 м³/ч, размеры
585×195×625 мм

Аэросервис ООО, Россия



Характеристики

Тип	рециркулятор
Исполнение	настенный / передвижной
Производительность	100 / 150 м³/ч
Размер	585×195×625 мм

Описание

Обеззараживатели-очистители воздуха Тион А100 уничтожает большинства типов микроорганизмов с эффективностью не менее 99%. Эффективен против микроорганизмов I-II группы патогенности.

Модификации:

- Тион А100 – настенный
- Тион А100 М – передвижной на тележке



Режимы: 100 м³/ч и 150 м³/ч

Обеззараживаемая площадь: до 18 м²

Уровень обеззараживания: 99.9%

Особенности рециркулятора Тион А100:

- ☐ Высокая эффективность обеззараживания по микроорганизмам, устойчивым к УФ-облучению: плесневым грибам, микобактериям туберкулёза и др.
- ☐ Очистка воздуха от запахов и вредных веществ: дыма, фенола, формальдегида, озона и прочих до уровня ниже ПДКсс.

- ☐ Высокий класс фильтрации исключает попадание мёртвых микроорганизмов в помещение.
- ☐ Эффективность обеззараживания и очистки воздуха, в отличие от УФ-рециркуляторов, не снижается в течение всего срока эксплуатации: не требуется ведение журналов учёта рабочего времени.
- ☐ Нет ламп – нет протирки, поверки, специальной утилизации.
- ☐ Не выделяет вредных веществ и не создаёт опасного излучения.
- ☐ Нет риска попадания паров ртути в помещение.
- ☐ Полностью безопасен для круглосуточной работы в присутствии людей.

Размеры: 585×195×625 мм

Вес: 12 кг