

Облучатель-рециркулятор Армед СН 311-130 М

РЗН 2015/3221

рециркулятор, настенный / передвижной,  
производительность 110 м³/ч, 3 лампы, 30 Вт,  
размеры 1090×170×136 мм

НПЦ МТ Армед, Россия



Характеристики

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Тип                | рециркулятор            |
| Исполнение         | настенный / передвижной |
| Производительность | 110 м³/ч                |
| Количество ламп    | 3 лампы                 |
| Мощность ламп      | 30 Вт                   |
| Размер             | 1090×170×136 мм         |

Описание

**Облучатель-рециркулятор бактерицидный Армед СН 311-130 М** устанавливается в палатах реанимационных отделений или в отделениях иммуно-ослабленных больных, где необходимо регулярно обеззараживать воздух. Лампы работают до 8000 часов. Управление прибором сводится к включению/выключению с помощью механической кнопки.

**Производительность:** 110 м³/ч (эффективность 99.9%)

**Бактерицидные лампы:** 3×30 Вт (цоколь G13)

**Категории помещений:** I, II, III, IV, V

**Варианты исполнения:**

- Настенный
- Передвижной (на мобильной стойке)



**Преимущества рециркулятора Армед СН 311-130 М:**

- ☐ Можно закрепить на стене
- ☐ Безопасен для окружающих
- ☐ Почти бесшумен и не мешает работе