

Рециркулятор бактерицидный Армед 1-115 МТ

РЗН 2020/9629

рециркулятор, настенный / передвижной / настольный,
производительность 30 м³/ч, 1 лампа, 15 Вт, размеры
410×110×105 мм

Jiangsu Dengguan Medical, Китай



Характеристики

Тип	рециркулятор
Исполнение	настенный / передвижной / настольный
Производительность	30 м³/ч
Количество ламп	1 лампа
Мощность ламп	15 Вт
Размер	410×110×105 мм

Описание

Рециркулятор бактерицидный Армед 1-115 МТ – одноламповый облучатель-рециркулятор закрытого типа в металлическом корпусе.

Производительность: 30 м³/ч (эффективность 99.9%)

Бактерицидные лампы: 1×15 Вт (цоколь 2G11)

Категории помещений: I, II, III, IV, V

Цвет: белый / серебро / бронза

Варианты исполнения:

- Настенный
- Настольный – на специальной подставке
- Передвижной – на мобильной стойке



Преимущества рециркулятора Армед 1-115 МТ:

- ☐ Оснащен индикатором наработки УФ-лампы
- ☐ Включение / выключение производится одной кнопкой, расположенной сбоку корпуса
- ☐ Подходит для обеззараживания воздуха в небольших помещениях
- ☐ Рециркулятор можно повесить на стену или установить в специальную стойку