

Рециркулятор бактерицидный Армед 1-115 ПТ

РЗН 2020/9629

рециркулятор, настенный / передвижной / настольный,
производительность 30 м³/ч, 1 лампа, 15 Вт, размеры
610×100×105 мм

Jiangsu Dengguan Medical, Китай



Характеристики

Тип	рециркулятор
Исполнение	настенный / передвижной / настольный
Производительность	30 м³/ч
Количество ламп	1 лампа
Мощность ламп	15 Вт
Размер	610×100×105 мм

Описание

Рециркулятор воздуха Армед 1-115 ПТ – одноламповый рециркулятор в пластиковом корпусе для обеззараживания воздуха в помещениях категорий I, II, III, IV, V.

Производительность: 30 м³/ч (эффективность 99.9%)

Бактерицидные лампы: 1×15 Вт (цоколь G13)

Категории помещений: I, II, III, IV, V

Цвет: белый / оранжевый / зеленый / голубой



Варианты исполнения:

- Настенный

- Настольный – на специальной подставке
- Передвижной – на мобильной стойке



Преимущества рециркулятора Армед 1-115 ПТ:

- ☐ Оснащен индикатором наработки УФ-лампы
- ☐ Включение / выключение производится одной кнопкой, расположенной сбоку корпуса
- ☐ Подходит для обеззараживания воздуха в небольших помещениях
- ☐ Рециркулятор можно повесить на стену или установить в специальную стойку