

## Рециркулятор бактерицидный Армед 1-130 МТ

РЗН 2020/9629

рециркулятор, настенный / передвижной / настольный,  
производительность 50 м³/ч, 1 лампа, 30 Вт, размеры  
505×110×105 мм

Jiangsu Dengguan Medical, Китай



### Характеристики

---

|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| Тип                | рециркулятор                         |
| Исполнение         | настенный / передвижной / настольный |
| Производительность | 50 м³/ч                              |
| Количество ламп    | 1 лампа                              |
| Мощность ламп      | 30 Вт                                |
| Размер             | 505×110×105 мм                       |

### Описание

---

**Рециркулятор бактерицидный Армед 1-130 МТ** отличается прочным металлическим корпусом в классическом белом цвете. В таком исполнении аппарат подходит практически под любой интерьер. Эффективность обеззараживания воздуха достигает 99%. При этом аппарат совершенно безопасен для окружающих, поэтому во время работы выходить из помещения не нужно. Рециркулятор можно включать либо на 1-2 часа в день, либо оставлять включенным на целый день.

**Производительность:** 50 м³/ч (эффективность 99%)

**Бактерицидные лампы:** 1×30 Вт (цоколь 2G11)

**Категории помещений:** I, II, III, IV, V

**Цвет:** белый / серебро / бронза

#### Варианты исполнения:

- Настенный
- Настольный – на специальной подставке
- Передвижной – на мобильной стойке



**Преимущества рециркулятора Армед 1-130 МТ:**

- ☐ Оснащен индикатором наработки УФ-лампы
- ☐ Включение / выключение производится одной кнопкой, расположенной сбоку корпуса
- ☐ Рециркулятор можно повесить на стену или установить в специальную стойку