

Рециркулятор бактерицидный Армед 1-130 ПТ

РЗН 2020/9629

рециркулятор, настенный / передвижной / настольный,
производительность 50 м³/ч, 1 лампа, 30 Вт, размеры
1070×100×105 мм

Jiangsu Dengguan Medical, Китай



Характеристики

Тип	рециркулятор
Исполнение	настенный / передвижной / настольный
Производительность	50 м³/ч
Количество ламп	1 лампа
Мощность ламп	30 Вт
Размер	1070×100×105 мм

Описание

Рециркулятор воздуха Армед 1-130 ПТ – одноламповый рециркулятор в пластиковом корпусе для обеззараживания воздуха. В рециркуляторе установлена бактерицидная лампа мощностью 30 Вт. Высота корпуса составляет 107 см, поэтому наиболее подходящее его расположение на полу. Для профилактики прибор можно включать на 1-2 часа в день, а при заболевании людей или большой проходимости можно оставлять включенным на целый день.

Производительность: 50 м³/ч (эффективность 99.9%)

Бактерицидные лампы: 1×30 Вт (цоколь G13)

Категории помещений: I, II, III, IV, V

Варианты исполнения:

- Настенный
- Настольный – на специальной подставке
- Передвижной – на мобильной стойке

Преимущества рециркулятора Армед 1-130 ПТ:

- ☐ Оснащен индикатором наработки УФ-лампы
- ☐ Включение / выключение производится одной кнопкой, расположенной сбоку корпуса
- ☐ Рециркулятор можно повесить на стену или установить в специальную стойку