

Рециркулятор бактерицидный Армед 2-115 МТ

РЗН 2020/9629

рециркулятор, настенный / передвижной,
производительность 60 м³/ч, 2 лампы, 15 Вт, размеры
710×175×110 мм

Jiangsu Dengguan Medical, Китай



Характеристики

Тип	рециркулятор
Исполнение	настенный / передвижной
Производительность	60 м³/ч
Количество ламп	2 лампы
Мощность ламп	15 Вт
Размер	710×175×110 мм

Описание

Рециркулятор бактерицидный Армед 2-115 МТ – двухламповый рециркулятор закрытого типа, производительность которого составляет 60 м³/ч. Корпус рециркулятора выполнен из металла и карбонового стекла. Оборудовано индикатором выработки ресурса УФ-ламп и цифровым таймером отложенного автоматического отключения.

Производительность: 60 м³/ч (эффективность 99.9%)

Бактерицидные лампы: 2×15 Вт (цоколь G13)

Категории помещений: I, II, III, IV, V

Варианты исполнения:

- Настенный
- Передвижной – на мобильной стойке



Преимущества рециркулятора Армед 2-115 МТ:

- ☐ Оснащен индикатором наработки УФ-лампы
- ☐ Включение / выключение производится одной кнопкой, расположенной сбоку корпуса
- ☐ Рециркулятор можно повесить на стену или установить в специальную стойку