

Рециркулятор бактерицидный Pozis РБК-2

ФСР 2012/13836

рециркулятор, настенный / настольный,
производительность 70 м³/ч, 2 лампы, 35 Вт, размеры
406×291×153 мм

ПОЗИС АО, Россия



Характеристики

Тип	рециркулятор
Исполнение	настенный / настольный
Производительность	70 м³/ч
Количество ламп	2 лампы
Мощность ламп	35 Вт
Размер	406×291×153 мм

Описание

Рециркулятор бактерицидный Pozis РБК-2 – это современный прибор, защищающий от болезнетворных бактерий и микроорганизмов. Предназначен для дезинфекции воздуха в присутствии людей в лечебно-профилактических учреждениях, ветеринарных клиниках, школах, дошкольных учреждениях и других мест массового скопления людей.

Производительность: 70 м³/ч (эффективность 99%)

Бактерицидные лампы: 2×35 Вт (LUV35/2G11)

Срок службы ламп: 9000 часов

Особенности Pozis РБК-2:

- ☐ Обезвреживает до 99% болезнетворных бактерий, находящихся в воздухе
- ☐ Обеззараживание воздуха производится безопасным способом в присутствии людей и животных
- ☐ Камера облучения изготовлена из полированной нержавеющей стали
- ☐ Все рециркуляторы поставляются в комплекте с воздушными фильтрами

Размеры: 406×291×153 мм

Вес: 3.7 кг