

Рециркулятор воздуха бактерицидный УМТ РВБ 01/15

РЗН 2016/3899

рециркулятор, настенный, производительность 50 м³/ч, 1 лампа, 15 Вт, размеры 110×610×200 мм

Ультрамедтех ЗАО, Беларусь



Характеристики

Тип	рециркулятор
Исполнение	настенный
Производительность	50 м³/ч
Количество ламп	1 лампа
Мощность ламп	15 Вт
Размер	110×610×200 мм

Описание

Рециркулятор воздуха бактерицидный УМТ РВБ 01/15 предназначен для обеззараживания воздуха и предотвращения распространения инфекций передающихся воздушно-капельным путём. Применяется как в медицинских, так и жилых помещениях, в школах, детских садах, спортивно-оздоровительных комплексах и др.

☐ Безопасен при эксплуатации В ПРИСУТСТВИИ людей

Производительность: 50 м³/ч

Источник излучения: 1×15 Вт (УФ лампы T8 G13)

Срок службы ламп: 9000 часов

Рециркулятор может быть выполнен со следующими функциями:

- Ф – с фильтром для защиты ламп от пыли
- О – с отражателем для повышения эффективности на 30%
- С – со счетчиком наработки ламп
- Т – с таймером для ограничения времени работы рециркулятора
- Фк – с фотокаталитическим фильтром для повышения бактерицидной эффективности, устранения запахов и вредных паров
- ПН – со штативом для передвижения рециркулятора