

Рециркулятор воздуха бактерицидный УМТ РВБ 03/25

РЗН 2016/3899

рециркулятор, настенный, производительность 160 м³/ч, 3 лампы, 25 Вт, размеры 600×325×135 мм

Ультрамедтех ЗАО, Беларусь



Характеристики

Тип	рециркулятор
Исполнение	настенный
Производительность	160 м³/ч
Количество ламп	3 лампы
Мощность ламп	25 Вт
Размер	600×325×135 мм

Описание

Рециркулятор воздуха бактерицидный УМТ РВБ 03/25 предназначен для обеззараживания воздуха и предотвращения распространения инфекций передающихся воздушно-капельным путём. Имеет электронное пуско-регулирующее устройство (ЭПРА) и счетчик отработанного времени ламп. По согласованию с заказчиком возможны дополнительные опции: фильтрующая вставка, кнопка снижения уровня шума вентилятора, таймер для выбора режима работы рециркулятора. Возможна дополнительная комплектация данного рециркулятора передвижным штативом.

☐ Безопасен при эксплуатации В ПРИСУТСТВИИ людей

Производительность: 160 м³/ч

Источник излучения: 3×25 Вт (УФ лампы T8 G13)

Срок службы ламп: 9000 часов

Рециркулятор может быть выполнен со следующими функциями:

- Ф – с фильтром для защиты ламп от пыли
- О – с отражателем для повышения эффективности на 30%
- С – со счетчиком наработки ламп
- Т – с таймером для ограничения времени работы рециркулятора
- Фк – с фотокаталитическим фильтром для повышения бактерицидной эффективности, устранения запахов и вредных паров

- ПН – со штативом для передвижения рециркулятора