

Облучатель-рециркулятор Элид ОБРН 1х15 Азов

ФСР 2009/05399

рециркулятор, настенный, производительность 30 м³/ч, 1 лампа, 15 Вт, размеры 602×124×114 мм

ЭЛИД ООО, Россия



Характеристики

Тип	рециркулятор
Исполнение	настенный
Производительность	30 м³/ч
Количество ламп	1 лампа
Мощность ламп	15 Вт
Размер	602×124×114 мм

Описание

Облучатель-рециркулятор бактерицидный Элид ОБРН 1х15 Азов – медицинский настенный рециркулятор, предназначен для обеззараживания воздуха лечебно-профилактических учреждений и других помещений в присутствии людей и животных.

Производительность: 30 м³/ч (эффективность 99%)

Бактерицидные лампы: 1×15 Вт (Philips TUV-15W)

Срок службы ламп: 9000 часов

Преимущества рециркулятора ОБРН 1х15 Азов:

- ☐ Корпус рециркулятора изготовлен из алюминиевого сплава
- ☐ Покрытие порошковой эмалью повышает антикоррозийную устойчивость
- ☐ Время непрерывной работы – 8 часов

Категория помещения	Бактерицидная эффективность	Максимальный объем помещения
I категория	99.9%	11.3 м³
II категория	99%	17 м³
III категория	95%	26 м³
IV категория	90%	33.5 м³
V категория	85%	42 м³