

Облучатель-рециркулятор Элид ОБРН 2х15 Азов

ФСР 2009/05399

рециркулятор, настенный, производительность 50 м³/ч, 2 лампы, 15 Вт, размеры 635×144×146 мм

ЭЛИД ООО, Россия



Характеристики

Тип	рециркулятор
Исполнение	настенный
Производительность	50 м³/ч
Количество ламп	2 лампы
Мощность ламп	15 Вт
Размер	635×144×146 мм

Описание

Облучатель-рециркулятор бактерицидный Элид ОБРН 2х15 Азов – медицинский настенный рециркулятор, предназначен для обеззараживания воздуха лечебно-профилактических учреждений и других помещений в присутствии людей и животных.

Производительность: 50 м³/ч (эффективность 99%)

Бактерицидные лампы: 2×15 Вт (Philips TUV-15W)

Срок службы ламп: 9000 часов

Преимущества рециркулятора ОБРН 2х15 Азов:

- ☐ Корпус рециркулятора изготовлен из алюминиевого сплава
- ☐ Покрытие порошковой эмалью повышает антикоррозийную устойчивость
- ☐ Время непрерывной работы – 8 часов

Категория помещения	Бактерицидная эффективность	Максимальный объем помещения
I категория	99.9%	22.5 м³
II категория	99%	34 м³
III категория	95%	52 м³
IV категория	90%	67 м³
V категория	85%	83 м³